README.md 11/8/2019

tool_Vicon-OBS-Control

ViconとOBSをネットワーク制御し、同時に録画スタート/ストップする Unityで作っているが、 TouchDesignerにしたい

MadeWithUnity



- OBS WebSocket Setting
 - 。 OBSが動いているPCのIP、ポートを設定する
 - 。 必要ならパスワードも
 - 【Connect To OBS】を押して、OBSと接続
- 【StartRecording】 / 【StopRecording】で、録画できるかテスト
 - 。 録画した動画の保存先はOBSで設定
- Shogun(Vicon) UDP Settings
 - 。 IP/Protを設定
 - SubjectName 何のキャプチャデータか? Shogunには、日時付きで送られる
 - DataBasePath ShogunPC上でのデータベースのフォルダパスを入力
 - 【CaptureStart】 / 【CaptureStop】で、キャプチャできるかテスト
 - https://docs.vicon.com/pages/viewpage.action?pageId=71241697

【Start】 / 【Stop】ボタンで、OBS,Shogunに同時に信号を送る

OBS Websocket Setting

README.md 11/8/2019

- OBS-WebSocket のプラグインを導入
 - https://github.com/Palakis/obs-websocket/releases



「ツール」→「WebSocket Server Settings」で、WebSocketサーバーの設定をする